

Miele

STECKBECKENSPÜLER



Im Dienst der Hygiene.

Die Miele Steckbeckenspüler für Kliniken und Pflegeeinrichtungen
jetzt mit einem gratis Beladungsträger.

Miele Professional. Immer Besser.

**Gratis
Beladungs-
träger**

bei Kauf eines
Steckbeckenspülers

www.miele-professional.at

Steckbeckenspüler von Miele Professional - Höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.

Miele Professional steht von jeher für höchste Zuverlässigkeit bei allen hygienekritischen Anwendungen. Unsere Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sind gefragte Leistungsträger bei der medizinischen Instrumentenaufbereitung, während sich unsere Hygiene-Waschmaschinen und Frischwasser-Spülmaschinen im fordernden Arbeitsalltag von Kliniken, Wohn- und Pflegeheimen bewähren. Die neuen Miele Steckbeckenspüler ergänzen das Angebot perfekt und unterstützen im stressigen Arbeitsalltag. Im Dienste der Hygiene.

Produktvorteile im Überblick:



HOCHENTWICKELTES REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSSYSTEM

- Bessere Reinigung, dank Multijet-Rotationsdüse (typabhängig). Mehrere rotierende und fixierte Düsen garantieren eine Wasser- und Chemikalienverteilung ohne Spülschatten.
- Spülkammer und Maschinenverkleidung bestehen aus Edelstahl
- Spülkammer ohne Schweißnähte und mit gerundeten Ecken wirkt der Bildung von Rückständen und der Keimverschleppung entgegen
- Thermische Desinfektion der Spülkammer und des Düsensystems bei jedem Programmdurchlauf



INTELLIGENTE STEUERUNG

- Permanente Maschinenüberwachung und aktuelle Statusanzeige
- Individuelle Anpassung der Spülprogramme und Spülparameter an die Kundenerfordernisse
- Drei Spülprogramme für unterschiedliche Anschmutzungen
- Einfache Bedienung über Direktwahltasten
- Klartextdisplay zeigt alle relevanten Daten an, z. B. Name und Status des laufenden Programms, verbleibende Programmlaufzeit, erreichter A0-Wert, maximale Spültemperatur (typabhängig)



HYGIENE & ERGONOMIE

- Automatisierte Türbedienung verfügbar für alle Modelle: Fußschalter zur Bedienung ohne Handkontakt
- Kontaminiertes Spülgut wird in ergonomischer Arbeitshöhe in die Maschine geladen (typabhängig)
- Zusätzliche Steigerung von Bediensicherheit und Ergonomie
- Automatische Verriegelung des Spülraums bei Programmstart

Sicherung der Hygiene

Miele Steckbeckenspüler sind darauf ausgelegt, die Verschleppung von Krankheitserregern zu unterbinden – und schützen auf diese Weise nicht nur Klinikpatienten bzw. Heimbewohner, sondern auch das Personal. So führen die Maschinen im Anschluss an die Reinigung eine thermische Desinfektion des Spülguts durch, entsprechend den aktuellen Richtlinien und Empfehlungen, und gewährleisten so die Einhaltung höchster Hygienestandards.

Schutz und Effizienz

Hygienesicherheit wird bei den Miele Steckbeckenspülnern auf mehreren Ebenen erzielt. Die völlig glatten Edelstahloberflächen mit minimalen Spaltmaßen sind besonders leicht zu reinigen, während die Konstruktion des Spülraums ohne Schweißnähte dem Anhaften von Rückständen entgegenwirkt. Modellabhängig steigern Tasten zur Ellbogenbedienung oder die (semi-) automatische Türöffnung den Hygieneschutz zusätzlich.

Ihr :

Miele Beladungsträger gratis.

Unterschiedliche Beladungsträger stehen zur Wahl. Dadurch kann eine große Vielfalt an Spülgut aufbereitet werden. Ausgussbecken mit manueller oder automatischer Randspülung ergänzen das System perfekt.

**Gratis
Beladungs-
träger**

bei Kauf eines
Steckbeckenspülers



Aktionszeitraum:

1. Februar – 31. Dezember 2019



Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H. | Mielestraße 1

5071 Wals bei Salzburg

Tel.: +43 50 800 420

E-Mail: vertrieb-professional@miele.at

www.miele-professional.at